



ACCU-CHEK® TenderLink



en détails

Dispositif tubulaire



A - Clips latéraux du système de connexion

B - Protection de la connexion de la tubulure

C - Tubulure

D - Embout Luer-lock

Dispositif cutané

E - Canule souple

F - Aiguille-guide


G - Etui de protection

H - Partie avant du film protecteur

I - Partie arrière du film protecteur

J - Protection de la connexion du corps de la canule


K - Clips latéraux de l'aiguille-guide




www.accu-chek.fr
Tél. 04 76 76 31 90

ACCU-CHEK®
Vivre sa vie. C'est essentiel.


ACCU-CHEK® TenderLink




1 Lavez-vous les mains et désinfectez la peau. Retirez la partie avant du film protecteur de l'embase auto-adhésive. Retirez l'étui de protection de l'aiguille-guide.




2 Pincez le tissu sous-cutané au niveau du site désinfecté. Insérez l'aiguille-guide sous la peau en formant un angle de 20 à 45°.




3 Appliquez fermement l'embase auto-adhésive sur la peau. Appuyez doucement sur les clips latéraux de l'aiguille-guide pour la retirer.



4 Retirez la partie arrière du film protecteur et appliquez fermement l'embase auto-adhésive sur la peau.



5 Fixez le Luer-lock de la tubulure sur la pompe. Retirez la protection de la connexion de la tubulure. Purgez la tubulure jusqu'à l'apparition des gouttes d'insuline à l'extrémité de l'aiguille.



6 Connectez la tubulure au dispositif cutané ("click" audible). **Remettez la pompe en marche.** Remplissez la canule avec un bolus de 0,5 à 1 unité.

Nombre d'unités d'insuline pour la purge de la tubulure

- tubulure	30 cm	=	7 UI
- tubulure	60 cm	=	10 UI
- tubulure	80 cm	=	13 UI
- tubulure	110 cm	=	18 UI

AVERTISSEMENT : changez le dispositif cutané au moins tous les 2-3 jours (72 heures au maximum) en raison du risque de résistance à l'insuline et d'inflammation du site de perfusion.

Ceci n'est pas un mode d'emploi. Pour plus d'informations et en cas de première utilisation, veuillez vous référer au mode d'emploi du dispositif.

INTERDICTION d'utiliser ce document pour guider l'utilisation d'un set de perfusion autre que Accu-Chek TenderLink.